



Nueva generación de equipo inalámbrico

Q7





Batería de larga duración, ofrece hasta 4 horas de uso continuo




**Dimensiones y peso:
15 x 4 x 2,5 cm.
Tan solo 160 gr.**

WiFi

USB



Se puede conectar en forma inalámbrica (WiFi) o alámbrica (USB)







Un Cabezal (convexo) para Abdomen y Cardiología



Único con Cabezales
intercambiables

Un solo transductor con tantos
cabezales como necesite



Probe Image	Probe type	Model	Frequency (MHz)	Bandwidth (MHz)	Radius/ Footprint	Application
	Convex&Cardiac difunctional	C5-2Fs	3.5	2-5	R50	Emergency Cardiac, Abdomen, Obstetrics/ Gynecology, Urology, Lung
	Convex	C5-2Ks	3.5	2.5-5	R60	Abdomen, Gynecology Obstetrics, Urology, Lung
	Linear	L11-4Ks	7.5	6-11	L40	Vascular, Small Parts, Breast, MSK, Nerve, Orthopedic, Anesthesia
	Small Linear	L11-4Gs	8.0	6-11	L25	Nerve, Anesthesia Vascular, Small Parts, Breast, MSK, Orthopedic
	Micro-convex	C8-5Ks	6.5	5-8	R15	Neonatal Abdominal, Small Parts, Neonatal Cardiac, Small Animals
	Transvaginal	E10-4Ks	6.5	5-8.5	R10	Obstetrics/Gynecology, Urology, IVF, Pelvic



MODOS

- B
- B&M
- Color
- Doppler pulsado
- Power Doppler
- DICOM

Software de fácil utilización,
con interfases intuitivas y de
fácil acceso





Waterproof





**Para facilitar su lavado y
desinfección**




Idal para Ecografía en :

- Urgencias
- Cardiología
- Músculo / Esquelética
- Anestesia
- Primeros auxilios
- Cuidados intensivos
- Domicilio
- Consulta privada
- Medicina del Deporte

Imágenes clínicas



Imágenes clínicas





Representante exclusivo:

NexoMed SpA.

M. Barros Borgoño 199

Providencia – Santiago

Fono: 22755 1413

Contacto@nexomed.cl

www.nexomed.cl